



Adaptation  
BONNET

# ADAPTATION BONNET

DES AMÉNAGEMENTS PERSONNALISÉS, POUR DES  
VOYAGES EN TOUTE SECURITÉ

PLUS D'INFORMATIONS :

[adaptation-bonnet@orange.fr](mailto:adaptation-bonnet@orange.fr)

02 40 69 66 69



Notre établissement est spécialisé dans l'aménagement et l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite depuis 2009. Une équipe professionnelle et dynamique est à l'écoute de vos besoins pour vous proposer des solutions adaptées à votre handicap. Le savoir-faire et l'expérience de nos techniciens nous permet d'intervenir sur les véhicules de toutes marques.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

02 40 69 66 69

[adaptation-bonnet@orange.fr](mailto:adaptation-bonnet@orange.fr)



Adaptation  
BONNET

## NOTE D'INFORMATION :

TOUT ÉQUIPEMENT POSÉ, EST UN ÉQUIPEMENT QUI PEUT SE  
DÉSACTIVER POUR RETROUVER LA CONDUITE D'ORIGINE OU  
ENCORE ÊTRE DÉINSTALLÉ TOTALEMENT DU VÉHICULE SANS  
TRACE APPARENTE.

TOUTE L'ÉQUIPE D'ADAPTATION BONNET



Adaptation  
BONNET

ADAPTATION BONNET

# AIDES AU TRANSFERT

## LES AMÉNAGEMENTS

PLUS D'INFORMATIONS :

[adaptation-bonnet@orange.fr](mailto:adaptation-bonnet@orange.fr)

02 40 69 66 69

# PLANCHE DE TRANSFERT

La planche de transfert se replie lorsque l'utilisation de celle-ci est faite. Elle se range ensuite sur le côté, en la basculant vers l'arrière. Ce système permet de réaliser son transfert depuis son siège.

**Poids maximum** : 120kg.



# RELEVEUR ÉLECTRIQUE

Cette planche de transfert est pilotée par une télécommande permettant la montée et la descente de la personne, même dessus. Différentes tailles de planches sont disponibles.

Le **poids maximum** est de 120kg.



# SIÈGE PIVOTANT TURNOUT



Cette embase pivote et sort le siège de quelques centimètres vers l'extérieur. Le pivotement peut être manuel ou électrique. Ce système facilite le transfert du fauteuil roulant au siège conducteur ou passager.

A noter, il faut cependant changer le siège d'origine par un siège adapté à cette embase. Plusieurs choix existent.

# SIÈGE PIVOTANT-SORTANT TURNY LOW VEHICLE



Cette **embase pivotante électrique est programmable** et permet de faire pivoter le siège et de le faire sortir **totalemment** du véhicule (sans montée descente). La course programmable assure un maximum d'espace pour les jambes et pour la tête.





# SIÈGE PIVOTANT-SORTANT TURNY MANUEL



Le Turny Manual est une **embase pivotante manuelle** qui permet de faire pivoter le siège de la voiture. Vous y encrez l'**embase Carony**, ce qui permet une utilisation en fauteuil roulant et évite tout transfert.

# SIÈGE PIVOTANT-SORTANT TURNY EVO



Le Turny Evo est équipé **d'un pivotement et d'un levage électrique programmable**. Celui-ci sort entièrement du véhicule en pivotant, il monte et descend une fois sorti. La caractéristique exclusive est sa course programmable. Elle permet au Turny Evo de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur et permet de nombreuses installations.

# SIÈGE PIVOTANT INTÉRIEUR TURNY 6-WAY



Ce système a 6 fonctions, il peut avancer/reculer, monter/descendre, ainsi que pivoter vers la gauche/droite. Cela permet de faire son transfert vers le siège conducteur ou passager à l'intérieur du véhicule.

# LE LÈVE-PERSONNE



Ce système nécessite l'aide d'un tiers pour pouvoir installer les sangles sous la personne en fauteuil roulant. Puis, à l'aide d'une télécommande qui va monter le Handylift, le tiers devra positionner la personne manuellement dans le véhicule.

**Poids maximum :** 110kg, ou bien 80kg si l'aménagement est fixé sur les charnières.



# MARCHE PIED ROTATIF

Le marche pied est électrique et rotatif. Dès que la porte s'ouvre, le marche pied sort, dès qu'elle se ferme, le marche pied rentre. Sa charge maximale est de 150kg, il est équipé d'une marche antidérapante.



# MARCHE PIED "TIROIR"

Le marche pied dit " tiroir " existe en version manuelle et en version électrique. Il est équipé d'un revêtement antidérapant, ultra résistant.





# Adaptation BONNET

02 40 69 66 69

ZI Du Haut Coin Sud

11b rue de l'Industrie

44140 Aigrefeuille sur Maine

[adaptation-bonnet@orange.fr](mailto:adaptation-bonnet@orange.fr)